



Advanced Quality™ Prueba de un paso

HIV 1&2, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C

Reg. Sanitario HIV: 2875R20013SSA | Anti-TP:0293R2012SSA | HBsAg: 2581R2013SSA | HCV: 3095R2013SSA
Código de Producto HIV: NT02001 | Anti-TP: NT04001 | HBsAg: NT02003 | HCV: NT02004

Los reactivos son un ensayo inmunocromatográfico con oro coloidal para la **detección cualitativa** de **anticuerpos** contra de los virus Inmunodeficiencia humana, Hepatitis C, *Treponema pallidum* y el **antígeno** del virus de la Hepatitis B.

	HIV 1&2	Sífilis	HBsAg	HCV
Sensibilidad	100%	98.75%	92%	97.5%
Especificidad	99.71%	94.16%	100%	98.75%



Presentación Comercial

HIV 1&2, HCV y TP

- 40 Dispositivos de prueba
- 1 Instructivo de uso
- 4 Diluyentes de muestra

HBsAg (No utiliza diluyente)

- 40 Dispositivos de prueba
- 1 Instructivo de uso

Ventajas



Detección cualitativa
Identifica anticuerpos de HIV, TP, HCV y el antígeno de HBsAg.



Tiempo de resultados
HIV, HCV y HBsAg: 5 – 10 min.
TP: 15 – 20 min.



Alta versatilidad de muestra
Compatible con sangre total, suero o plasma.



Alta especificidad y sensibilidad validadas por INDRE



Estabilidad y almacenamiento
El kit es estable a temperatura ambiente, facilitando su manejo.



Avalados por Clínica Condesa y VIH avalado por la OMS