




InTec®

Kit Grupo Sanguíneo ABO & RhD

Reg. Sanitario 2326R2024 SSA | Código de Producto NTO2011

Prueba rápida diseñada para detectar **cuantitativamente** el **antígeno A/B** del sistema del grupo sanguíneo **ABO** y el **antígeno D** del sistema sanguíneo **Rh** en sangre fresca obtenida por punción digital / sangre completa venosa anticoagulada.

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIOS CLÍNICOS O DE GABINETES



Corporinter S.A. de C.V. - Pruebas Rápidas | Equipos | Lancetas

Presentación Comercial



20 Dispositivos de prueba



20 Pipetas de plástico desechable



1 Bote diluyente (5 µL)



1 Instructivo de uso

Ventajas



Precisión

La prueba tiene una precisión del 100% en comparación con métodos de fase sólida, tubo y gel.



Resultados de 2 a 15 minutos



Avalado para uso neonatal



Descarga la Hoja de Interpretación de Resultados



Resultados a partir de 1 sola muestra

Es compatible con muestras de sangre entera, ya sea fresca o anticoagulada (EDTA, Heparina, Citrato)



Estabilidad y almacenamiento

El kit puede ser almacenado a temperaturas entre 2°C y 30°C.