



Equipo PoC

BioHermes® Analizador GluCoA1c

Reg. Sanitario Equipo 0524E2020 SSA
Reg. Sanitario Tiras 0640R2019 SSA

Código de Producto BHA1CA01
Código de Producto BHA1CP02

Analizador para la determinación del porcentaje de hemoglobina glicosilada (**HbA1c**) mediante la metodología de cromatografía de afinidad de boronato.

Debe utilizarse con las **tiras** para la **cuantificación de Glicohemoglobina (HbA1c)** en sangre total (capilar o venosa).



Presentación Comercial

Equipo

 **Batería** de litio

 **Tarjeta** de Garantía

 **Estuche**

 **Guía** de funcionamiento

 **Guía** de mantenimiento

Tira reactiva

 **Caja** con 12 tiras

 **12** Muestreadores

 **1 Buffer A**

 **1 Buffer B**

 **1 Chip** codificado

 **1 Inserto**

Ventajas



Consulta, almacena e imprime los resultados en un carnet personalizado vía Clinexis.mx



Versatilidad de muestra

Acepta sangre capilar o venosa, incluso con EDTA como anticoagulante.



Certificaciones int.



Kit completo y portátil

Incluye todos los accesorios necesarios para su uso inmediato.



Resultados rápidos y memorables

Obtención del resultado en 6 minutos y almacena hasta 1,000 resultados.



Rango clínico completo

Permite evaluar HbA1c desde 4% hasta 14%, útil tanto en seguimiento como en diagnóstico inicial.