



Equipo PoC

SD BIOSENSOR

STANDARD™ **GlucoNavii® GDH**

Reg. Sanitario Equipo 2273E2015 SSA
Reg. Sanitario Tiras 2247R2015 SSA

Código de Producto ST11005
Código de Producto ST13008

El sistema de monitoreo de glucosa en sangre **GlucoNavii® GDH** se utiliza para monitorear la glucosa en muestras de sangre entera y capilar.



Presentación Comercial



Glucómetro
de glucosa
sérica



1 Instructivo
de uso



Tira
verificadora
de glucosa

Tira de Prueba



Baterías
de 3V CR2032



Caja 50 tiras
con 2 botes
de 25 tiras



Estuche



Caja 100 tiras
con 2 botes
de 50 tiras

Ventajas



Apto para uso profesional y neonatal

Su tecnología permite monitoreo seguro en sangre capilar y venosa, incluso en neonatos.



Alertas programables

4 alarmas, marcador de comida y alerta de hipoglucemia para control total.



Memoria para 500 resultados

Ideal para seguimiento clínico con fecha y hora integrada.



Alta precisión en cada medición

Enzima GDH-FAD: ideal para evitar interferencias con maltosa, galactosa o xilosa.



Promedios automáticos

Calcula el promedio de glucosa en 7, 14, 30 y hasta 90 días.



Resultados en solo 5 segundos

Obtén mediciones rápidas y confiables, en menos de lo que tarda una respiración.