

# Marcador de Daño Cardíaco

\*Todas las pruebas cuentan con Registro Sanitario

## Pruebas Rápidas Cuantitativas


CK-MB-Check-1	0293R2024 SSA
Troponin-I-Check-1	0315R2024 SSA
NT-proBPN-Check-1	1167R2024 SSA
MGL-Check-1	0576R2024 SSA
FABP-Check-1	2233R2024 SSA

\*Para uso exclusivo del EasyReader+


## Pruebas Rápidas Cualitativas

DUO TROPONIN I-CK-MB-Check-1	1627R2024 SSA
DUO TROPONIN I-MGL-Check-1	1629R2024 SSA

## Presentación Comercial



Caja con  
**20**  
Reactivos



## Ventajas



### Precisión y Exactitud

\*Consulta más detalles en fichas técnicas y/o insertos



### Resultados entre 10 a 15 min.

\*Varía a partir de la prueba



### Tipos de muestra: Sangre Entera, Suero, Plasma, Orina y Heces

\*Varía a partir de la prueba



### Alta especificidad y sensibilidad

\*Consulta más detalles en fichas técnicas y/o insertos



### Estabilidad y almacenamiento

Mantener los kits en una temperatura de 4° a 30° C.



### Certificaciones

