

Perfil Infeccioso Standard F

Reg. Sanitario: Rota/Adeno Ag 1423R2022 SSA | Dengue NS1 Ag FIA 1781R2019 SSA | Influenza A/B FIA 0324R2019 SSA

Caja con **25** Reactivos

Kana Undesa S.A. DE C.V. - Pruebas Rápidas | Equipos



Rota/Adeno Ag
Código: ST01ROAD

**Para uso exclusivo del Analizador F200 y lectura visual*

Detecta el **Rotavirus Ag** y **Adenovirus Ag** en muestras de heces humanas.

Rotavirus	
Sensibilidad	100%
Especificidad	96.75%

Adenovirus	
Sensibilidad	97.89%
Especificidad	99.25%



Dengue NS1 Ag FIA
Código: ST01DNS1

**Venta de controles por separado
Para uso exclusivo del Analizador F200

Detecta los **antígenos NS1** del **dengue** en suero humano, plasma o sangre entera.

Sensibilidad	100%
Especificidad	100%



Influenza A/B FIA
Código: ST01F-AB

**Venta de controles por separado
Para uso exclusivo del Analizador F200

Detecta el **serotipo pandémico** de **H1N1** (2009) y más de **50 serotipos** adicionales.

Conoce estos serotipos escaneando el código QR ó consulta con tu asesor




Identificación automatizada en analizador

Cada prueba cuenta con un código qr el cuál facilita la identificación del cassette por el analizador F200.

Alta especificidad y sensibilidad

*Consulta más detalles en fichas técnicas y/o insertos



Resultados entre 10 a 20 min.

*Varía a partir de la prueba

Tipos de muestra: Sangre Entera, Suero, Plasma y Heces

*Varía a partir de la prueba



Estabilidad y almacenamiento

Mantener los kits en una temperatura de 4° a 30° C.

Certificaciones

